



Produktdatenblatt REF 57.70.02

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.70.02	Sörensen adult head rest only 340x200mm f adults	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35446	GTIN	04046826372064
Risikoklasse	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	11-958
Klassifizierung	1 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	1,350	Gebrauchsanweisung	G577000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
			
Medicon Medien	451.02.16 (Prospekt Kopfhaltungssystem FiXiT)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	340x200mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.3535 (AIMG3)		