



Produktdatenblatt REF 57.70.18

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	57.70.18	two-spike support stand f adults w quick lock	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35446	GTIN	04046826377175
Risikoklasse	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	11-958
Klassifizierung	1 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,024	Gebrauchsanweisung	G051570
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
			
Medicon Medien	451.02.16 (Prospekt Kopfhalterungssystem FiXiT)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.3535 (AlMg3)		