







Produktdatenblatt REF 58.19.45

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.19.45	Yasargil Nh baj geb 18.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12726	GTIN	04046826088484
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Gewicht (kg)	0,042	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	18.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		