





## Produktdatenblatt REF 58.24.31

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.24.31	Saugkan konisch biegs m Tropfenform Ø 5.0mm 15cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826303129
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,030	Gebrauchsanweisung	G098395
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 5.0mm 15cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	1.4305 (X8CrNiS18-9)		