







## Produktdatenblatt REF 58.30.18

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.30.18	Yasargil Raspat leicht geb 18.5cm 3.0mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35559	GTIN	04046826088750
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Gewicht (kg)	0,017	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO ) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	18.5cm 3.0mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		