







## Produktdatenblatt REF 58.30.20

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.30.20	Jacobson Knopfsonde abgew18.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	33433	GTIN	04046826088767
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Gewicht (kg)	0,033	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO ) 451.02.51 (Winter HNO Basis Siebe Instr Sets f die HNO-Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	18.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		