



Produktdatenblatt REF 58.30.65

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.30.65	Yasargil Fadenführer abgew18.5cm 90°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32864	GTIN	04046826088927
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-336
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Gewicht (kg)	0,052	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien

Hauptbild

Detailbild

Maße	18.5cm 90°	Beschichtung	
------	------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)