







Produktdatenblatt REF 58.32.13

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.32.13	Häkchen sp1.5mm 90° 23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46768	GTIN	04046826089047
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-029
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,019	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	1.5mm 90° 23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		