







Produktdatenblatt REF 58.33.28

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.33.28	Dissektor baj4.5mm 23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11290	GTIN	04046826089481
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Gewicht (kg)	0,028	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	4.5mm 23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		