







Produktdatenblatt REF 58.33.68

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.33.68	Diamantmesser keilf Schneide abgew45° 1.0x0.17mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35141	GTIN	04046826405014
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-252
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Gewicht (kg)	0,021	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	45° 1.0x0.17mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Nitrit z.B. Blackline Scheren
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Schraube	PEEK (Polyetheretherketon)		
Griff	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)		
Sonstiges	DIAMANT (Monokristaliner Diamant)		