







## Produktdatenblatt REF 58.33.72

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.33.72	Diamantmesser lanzenf Schneide ger60° 1.4x0.17mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35141	GTIN	04046826405045
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-252
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	60° 1.4x0.17mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Nitrit z.B. Blackline Scheren
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	<b>Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)</b>		
<b>Hauptteil</b>	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
<b>Schraube</b>	PEEK (Polyetheretherketon )		
<b>Griff</b>	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)		
<b>Sonstiges</b>	DIAMANT (Monokristaliner Diamant)		