








Produktdatenblatt REF 58.33.75

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.33.75	Diamantmesser rd Schneide ger1.0x0.17mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35141	GTIN	04046826405069
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-252
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Gewicht (kg)	0,022	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	1.0x0.17mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Nitrit z.B. Blackline Scheren
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Schraube	PEEK (Polyetheretherketon)		
Griff	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)		
Sonstiges	DIAMANT (Monokristaliner Diamant)		