






Produktdatenblatt REF 58.35.90

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.35.90	Landolt Spek90mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	60909	GTIN	04046826090029
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-253
Klassifizierung	7 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,147	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	90mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		