



Produktdatenblatt REF 58.36.93

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.36.93	Yasargil Clip Anl Zg drehb LL11cm Mini Ti LL	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32591	GTIN	04046826090258
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Gewicht (kg)	0,037	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK08-1
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	11cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube Sonstiges	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		