



Produktdatenblatt REF 58.42.07

11.12.2025


Allgemeine Daten			
Artikel	58.42.07	Yasargil Clip ger p7mm Mini Ti	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90219090
GMDN Code	34958	GTIN	04046826090661
Risikoklasse	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,003	Gebrauchsanweisung	G585408
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK18



Medicon Medien

Hauptbild

Detailbild



Maße	7mm	Beschichtung	
------	-----	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))