







## Produktdatenblatt REF 58.53.52

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.53.52	Yasargil Stand Clip gef ger p3.5mm 12mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90219090
GMDN Code	34958	GTIN	04046826091774
Risikoklasse	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,005	Gebrauchsanweisung	G585408
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK18
  			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	3.5mm 12mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)		