








Produktdatenblatt REF 58.54.12

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------|
| Artikel | 58.54.12 | Yasargil Stand Clip ger p11mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90219090 |
| GMDN Code | 34958 | GTIN | 04046826092153 |
| Risikoklasse | 3 (EU MDD) | UMDNS-Code | 10-905 |
| Klassifizierung | 8 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,002 | Gebrauchsanweisung | G585408 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK18 |
|    | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | |  | |
| Maße | 11mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 2.4711 (CoCr20Ni15Mo) | | |