



Produktdatenblatt REF 58.56.55


11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.56.55	Yasargil Clip schmal ger t5mm Mini	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90219090
GMDN Code	34958	GTIN	04046826092924
Risikoklasse	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,002	Gebrauchsanweisung	G585408
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK18



Medicon Medien

Hauptbild	Detailbild
-----------	------------



Maße	5mm	Beschichtung	
------	-----	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)