








Produktdatenblatt REF 58.59.57

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.59.57	Yasargil Stand Clip gef abgew p3.5mm 7mm Ti	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90219090
GMDN Code	34958	GTIN	04046826093815
Risikoklasse	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,003	Gebrauchsanweisung	G585408
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK18
  			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	3.5mm 7mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		