



Produktdatenblatt REF 58.59.98

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.59.98	Yasargil Clip Anl Zg drehb doppelt übersetzt21cm Mini Ti	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32591	GTIN	04046826094133
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Gewicht (kg)	0,035	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1



Medicon Medien

Hauptbild	Detailbild
-----------	------------



Maße	21cm	Beschichtung	
------	------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Sonstiges	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))