



Produktdatenblatt REF 58.60.45

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.60.45	Einstellschlüssel f Yasargil Clip Ti	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32591	GTIN	04046826436186
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	NA



Medicon Medien

Hauptbild

Detailbild



Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))