







Produktdatenblatt REF 58.61.12

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Artikel | 58.61.12 | Yasargil Stand Clip geb p11mm Ti | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90219090 |
| GMDN Code | 34958 | GTIN | 04046826094546 |
| Risikoklasse | 3 (EU MDD) | UMDNS-Code | 10-905 |
| Klassifizierung | 8 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,003 | Gebrauchsanweisung | G585408 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK18 |
|    | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 11mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |