







## Produktdatenblatt REF 58.61.41

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                     |                                    |                |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Artikel   | 58.61.41                            | Yasargil Stand Clip abgew p11mm Ti |                |
| VK-Einheit  | Stück                               | Zoll Nr.                           | 90219090       |
| GMDN Code   | 34958                               | GTIN                               | 04046826094669 |
| Risikoklasse  | 3 (EU MDD)                          | UMDNS-Code                         | 10-905         |
| Klassifizierung   | 8 (EU MDD)                          | Basis UDI-DI                       |                |
| Gewicht (kg)  | 0,003                               | Gebrauchsanweisung                 | G585408        |
| Latex frei  | nicht zutreffend                    | Aufbereitungsanweisung             | MPK18          |
|    |                                     |                                    |                |
| Medicon Medien  |                                     |                                    |                |
| Hauptbild   |                                     | Detailbild                         |                |
|    |                                     |                                    |                |
| Maße  | 11mm                                | Beschichtung                       |                |
| Lagerungsbedingungen  |                                     |                                    |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                     |                                    |                |
| Werkstoffe  |                                     |                                    |                |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)     |                                    |                |
| Hauptteil   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |                                    |                |