



Produktdatenblatt REF 58.66.09

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	58.66.09	Yasargil Entnahmezg f Yasargil Stand Clip baj21cm Ti	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32591	GTIN	04046826095642
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-894
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Gewicht (kg)	0,100	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK05-1
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	21cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		