







Produktdatenblatt REF 59.19.17

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	59.19.17	Pinz leicht Rd Griff diamantbesch ger0.4mm 18cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62466	GTIN	04046826422233
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	0.4mm 18cm	Beschichtung	Hartestoffbeschichtung für die Arbeitsflächen von Nadelhaltern
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		