







## Produktdatenblatt REF 59.23.42

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	59.23.42	Yasargil Nh baj ger23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12726	GTIN	04046826095994
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Gewicht (kg)	0,072	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO ) 450.00.53 (Katalog Kardio )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		