







Produktdatenblatt REF 59.23.45

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	59.23.45	Yasargil Nh baj geb23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12726	GTIN	04046826096007
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Gewicht (kg)	0,074	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		