



Produktdatenblatt REF 59.45.21

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| Artikel | 59.45.21 | Pinz Ringe gerieft Ø 1mm 21cm Ti Mikro | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 62466 | GTIN | 04046826096229 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-621 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Gewicht (kg) | 0,028 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.04.41 (Prospekt Titan-Instrumente f d Herz- u Gefäßchirurgie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | Ø 1mm 21cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |