







Produktdatenblatt REF 59.47.18

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	59.47.18	Pinz Ringe diamantbeschichtet Ø 1mm 18cm Ti Mikro	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62466	GTIN	04046826096274
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Gewicht (kg)	0,028	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.04.41 (Prospekt Titan-Instrumente f d Herz- u Gefäßchirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	Ø 1mm 18cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Diamantschicht auf Arbeitssenden von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		