



Produktdatenblatt REF 60.00.63

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	60.00.63	Bonn Fixationsring 3/4 offen Ø 13mm 11cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90185010
GMDN Code	60909	GTIN	04046826096618
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-933
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Gewicht (kg)	0,040	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)
----------------	---

Hauptbild

Detailbild



Maße	Ø 13mm 11cm	Beschichtung	
------	-------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
--	---------------------------------

Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)
--------------------	--