






Produktdatenblatt REF 60.01.51

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	60.01.51	Williams Lidsperrer f Erw8cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90185010
GMDN Code	35349	GTIN	04046826096748
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-933
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Gewicht (kg)	0,013	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	8cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)		