






Produktdatenblatt REF 60.02.53

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	60.02.53	Lieberman Lidsperrer Drahtvalven8cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90185010
GMDN Code	35349	GTIN	04046826096939
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-933
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Gewicht (kg)	0,025	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	8cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)		
Schraube	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Griff	1.4305 (X8CrNiS18-9)		