



Produktdatenblatt REF 60.22.11

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	60.22.11	Bechert Linsenkernrotierer abgew12.5cm Ti	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32754	GTIN	04046826097936
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-648
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Gewicht (kg)	0,025	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	12.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7164 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		