



Produktdatenblatt REF 60.33.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	60.33.03	Anel Tränenwegkan ger LL90° 23 Gauge 4cm LL	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90185010
GMDN Code	17899	GTIN	04046826098582
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-574
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Gewicht (kg)	0,009	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 453.03.01 (Blepharoplasty Broschüre)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	90° 23 Gauge 4cm	Beschichtung	Galvanisch aufgebrachte Chromschicht auf der Oberfläche
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	2.0401 (CuZn39Pb3)		