







## Produktdatenblatt REF 60.33.13

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	60.33.13	Sauter Luftkan27 Gauge 3.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90185010
GMDN Code	17899	GTIN	04046826098629
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-574
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Gewicht (kg)	0,008	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	27 Gauge 3.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		