








Produktdatenblatt REF 60.33.23

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	60.33.23	Knolle Pearce Linsenschlinge m Spülung 23 Gauge 5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90185010
GMDN Code	12319	GTIN	04046826098681
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Gewicht (kg)	0,015	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK24-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	23 Gauge 5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		