



Produktdatenblatt REF 60.34.10

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	60.34.10	Bowman Sonde silber13cm Fig 0000/000	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90185010
GMDN Code	13120	GTIN	04046826098933
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-120
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Gewicht (kg)	0,002	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	13cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	SILBER_800 (AgCu_80-20)		