



Produktdatenblatt REF 60.42.10

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	60.42.10	Bishop Harmon Irispinz gerieft 8.5cm 0.8mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90185010
GMDN Code	62466	GTIN	04046826099480
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-209
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Gewicht (kg)	0,006	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01-1



Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)
----------------	---

Hauptbild

Detailbild



Maße	8.5cm 0.8mm	Beschichtung	
------	-------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4024 (X15Cr13)