








Produktdatenblatt REF 60.50.05

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	60.50.05	Lester Fixierpinz 1x2Z9.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90185010
GMDN Code	62466	GTIN	04046826099992
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-209
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Gewicht (kg)	0,029	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	9.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		