






## Produktdatenblatt REF 62.10.48

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	62.10.48	Schnürerdraht vorgeformt Ø 0.30mm P/100	
VK-Einheit	Pack100	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	31020	GTIN	04046826102289
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-631
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Gewicht (kg)	0,004	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 0.30mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		