





## Produktdatenblatt REF 62.11.63

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |                              |                         |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Artikel   | 62.11.63                        | Buck Ohrkür ger st15cm Fig 3 |                         |
| VK-Einheit  | Stück                           | Zoll Nr.                     | 90189084                |
| GMDN Code   | 47522                           | GTIN                         | 04046826102418          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)                     | UMDNS-Code                   | 11-084                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)                      | Basis UDI-DI                 | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Gewicht (kg)  | 0,012                           | Gebrauchsanweisung           | GATDR00X                |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung       |                         |
|   |                                 |                              |                         |
| Medicon Medien  |                                 |                              |                         |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild                   |                         |
|   |                                 |                              |                         |
| Maße  | 15cm                            | Beschichtung                 |                         |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |                              |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                 |                              |                         |
| Werkstoffe  |                                 |                              |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |                              |                         |
| Hauptteil   | 1.4021 (X20Cr13)                |                              |                         |