





Produktdatenblatt REF 62.22.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	62.22.03	SaugrohrØ 2.0x90mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826410087
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 451.02.51 (Winter HNO Basis Siebe Instr Sets f die HNO-Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 2.0x90mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	1.4305 (X8CrNiS18-9)		