



Produktdatenblatt REF 62.22.15

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	62.22.15	Baron (Schuknecht) SaugkanØ 1.5x75mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826103743
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,009	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 1.5x75mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		