





Produktdatenblatt REF 62.23.30

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------|
| Artikel | 62.23.30 | Saug u SpülinstrØ 3.0+2.0mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 38749 | GTIN | 04046826103897 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 10-571 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,017 | Gebrauchsanweisung | |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon Medien | 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | Ø 3.0+2.0mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Sonstiges | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |