





## Produktdatenblatt REF 62.23.45

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	62.23.45	Saug u SpülinstrØ 4.5+2.0mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826103903
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,021	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 4.5+2.0mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	1.4305 (X8CrNiS18-9)		