








Produktdatenblatt REF 62.35.12

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Artikel | 62.35.12 | Ohrzängchen gerieft ger8cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 35802 | GTIN | 04046826104665 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-451 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Gewicht (kg) | 0,063 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.37 (Katalog HNO) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | 8cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Griff | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Sonstiges | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |