







Produktdatenblatt REF 62.39.17

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	62.39.17	Ohrzängchen li geb8cm 0.6x0.5mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35802	GTIN	04046826104818
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-674
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,066	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	8cm 0.6x0.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		