







Produktdatenblatt REF 63.06.76

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	63.06.76	Häkchen 15cm 90° 3.0mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	13039	GTIN	04046826105839
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-258
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,034	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 451.02.51 (Winter HNO Basis Siebe Instr Sets f die HNO-Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	15cm 90° 3.0mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		