







Produktdatenblatt REF 63.07.75

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Artikel | 63.07.75 | McGee Häkchen ob15cm 0.5mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 13039 | GTIN | 04046826106119 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-258 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Gewicht (kg) | 0,033 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK03-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.37 (Katalog HNO) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 15cm 0.5mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |