








Produktdatenblatt REF 63.08.43

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	63.08.43	Rundschnittmesser 15cm 90° 2.3mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12245	GTIN	04046826106294
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-245
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Gewicht (kg)	0,034	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	15cm 90° 2.3mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		